



有限  
会社

エムサポート

# 体幹装具

Original Product Catalog



## 体幹

# AF-ジュエットブレース

採寸

即日装着可

### — 主な適応疾患 —

- ◆脊椎圧迫骨折

### — 特 徴 —

- ◆体幹の屈曲の制限
- ◆採型を必要とせず、即日での適合・装着が可能
- ◆ほとんどの体型の方に適用し、装着後の調整が容易



## 体幹

# ジュエットブレース

採型

### — 主な適応疾患 —

- ◆脊椎圧迫骨折

### — 特 徴 —

- ◆体幹の屈曲の制限



## 体幹

# 硬性コルセット（着脱ナイト型）

採型

### — 主な適応疾患 —

- ◆ 脊椎圧迫骨折
- ◆ 初期の分離症

### — 特 徴 —

- ◆ 体幹の屈伸・回旋・側屈の制限
- ◆ 後方プレートの着脱により、制限の強さを  
変更可能



※後方のプレートを外して軟性コルセットとして使用可能です。

## 体幹

# 硬性コルセット（モールド型）

採型

採寸

### — 主な適応疾患 —

- ◆ 脊椎圧迫骨折
- ◆ 腰椎椎間板ヘルニア
- ◆ 脊椎術後の固定
- ◆ 初期の分離症

### — 特 徴 —

- ◆ 体幹の屈伸・回旋・側屈の制限



## 体幹

## 軟性（ダーメン） コルセット

採型

採寸

### — 主な適応疾患 —

- ◆ 脊椎圧迫骨折
- ◆ 腰痛症
- ◆ 腰椎椎間板ヘルニア
- ◆ 初期の分離症

### — 特 徴 —

- ◆ 体幹の屈伸・回旋・側屈の制限



● 軟性 腰椎体幹装具



※従来の紐による調整機構をマジックテープに変更。調整が容易になり、上縁と下縁を体にフィットさせることができます。

## 体幹

## 側弯矯正装具

採型

### — 主な適応疾患 —

- ◆ 側弯症

### — 特 徴 —

- ◆ 三点支持による体幹のアライメントの矯正



採寸

— 主な適応疾患 —

- ◆ 頸椎損傷
- ◆ 頸椎捻挫



● ソフトカラー

— 特徴 —

- ◆ 頸部の固定



● フィラデルフィアカラー



● 頸胸椎装具